

 IN STAND		INSTAND E.V., UBIERSTR.20, 40223 DÜSSELDORF	
RV-QM.445.09.Q	Anlage	Version: 09	
Produkte mit reduzierter Stabilität			

Die nachfolgend, tabellarisch aufgeführten Ringversuchsproben haben eine Stabilität, die insbesondere für Kunden außerhalb der DACH-Region zu berücksichtigen sind. Anhand dieser Daten soll der Teilnehmer beurteilen und entscheiden, ob es sinnvoll ist, Ringversuche mit begrenzter Stabilität zu bestellen. Die Lieferung von Proben erfolgt gemäß unseren AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) ab Werk (Incoterms 2010). Aufgrund der begrenzten Stabilität einiger Materialien sind einige Ringversuche außerhalb der EU nicht erhältlich. Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns bitte instand@instand-ev.de, +49 (0) 211 1592 13-0].

Ringversuche mit einer Stabilität von max. 3 Tagen		
Ringversuch	Name	Stabilität
145	HbA1c	72 h
209	Hämatologie 03 - Kleines Blutbild - QBC-Gerätesystem	72 h
213	Hämatologie 10 - Immunphänotypisierung 01	72 h
214	Hämatologie 12 - Immunphänotypisierung 02	48 h
216	Hämatologie 04 - Retikulozyten 02 (maschinelle Messung)	72 h
217	Hämatologie 11 - Stamm-/Progenitorzellen (CD 34)	72 h
286	Hämostaseologie 18 - POCT	48 h
440^a	HLA-Diagnostik 01 (^afür durchflusszytometrische Methoden)	72 h
441^b	HLA-Diagnostik 02 (^bserologische Methoden)	72 h
443	HLA-Diagnostik 04 - HLA-Kreuzprobentestung	72 h
612/912	Hämatologie 06 - Differentialblutbild (maschinell)	72 h
616/916/917	Hämatologie 13 - PNH-Diagnostik	56 h
617	Hämatologie 14 - Immunphänotypisierung 03	72 h
618	Engraftment- und Chimärismusdiagnostik	FISH* 48h
650/950/951	Interferon Gamma Release Assay (IGRA)	24 h**
651	Immunphänotypisierung - Immunzellenreifung und -defizienzen	48 h
653	Basophilenaktivierungstest	48 h
654	Granulozytenfunktion (Oxidative Burst)	48 h
656	Lymphozytentransformationstest (LTT)	48 h
657	NK-/ und zytotoxische T-Zell-Funktion	48h
728	Molekulargenetik – NIPT - Aneuploidie, fetales Geschlecht & f. Fraktion	72h
772	HLA-Diagnostik 07 - HLA-DQ	72 h
800	Trockenchemie 01 - POCT: Glucose	72 h
820	CLL-MRD Immunphänotypisierung	72 h
821	Plasmazellneoplasien-MRD Immunphänotypisierung	72 h
822	CAR-T-Zellen	72 h
Ringversuche mit einer Stabilität von max. 5 Tagen		
Ringversuch	Name	Max. Stabilität
500	Harnstein (pulverisiert)	5 Tage
580	Bakteriengenom-Nachweis - molekulargenetische Analyse des humanen Mikrobioms	5 Tage***
761	Cardiac Marker BNP	5 Tage

Bitte beachten Sie zusätzlich zur max. zugelassenen Versandstabilität die laborinterne Bearbeitungszeit.

* FISH: Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung

** verlängerte Präanalytikzeit, wenn vom Hersteller angegeben.

*** Versand erfolgt auf Trockeneis

Erstellt durch: Ringversuchsvorbereitung, Sachbearbeitung Datum: 29.04.2026	Prüfung durch: Ringversuchsvorbereitung Datum: 25.06.2026	Freigabe durch: Abteilungsleitung RM Datum: 30.06.2026	Seite: 1 / 1
--	--	---	---------------------